

Experts in Blood Pressure Management™



PharmaSmart®

Directives de recharge

(Comment recharger l'Hypertension
Management Smart Card d'un client, d'un
patient ou d'un employé)

Directives au verso

Directives de recharge

- 1.) Insérez fermement la carte de réadhésion dans le lecteur Smart Card. (Trouvez la flèche « insérer de cette façon ».)
- 2.) L'option « **Recharger** la Smart Card » sera affichée en rouge. Appuyez sur le **bouton de démarrage VERT**.
- 3.) La carte de réadhésion débitera (1) crédit du total, puis la carte sera éjectée. Cela se produira chaque fois que vous **rechargez** une Smart Card, jusqu'à ce que vous n'avez plus de crédits.
- 4.) Insérez la Smart Card du client, du patient ou de l'employé dans le lecteur Smart Card.
- 5.) La Smart Card du client, du patient ou de l'employé se **rechargera** automatiquement, et le message « **Recharge terminée** » s'affichera à l'écran.
- 6.) Pour sortir du menu, appuyez sur le **bouton d'arrêt ROUGE** jusqu'à ce que « Sortir » soit en surbrillance dans le menu.
- 7.) Appuyez sur le **bouton de démarrage VERT** pour sortir du menu.
- 8.) Au besoin, traitez la vente (consultez les procédures d'exploitation uniformisées [PEU] ou communiquez avec l'administrateur du programme).

• Lorsque le processus de **recharge** (étapes 1 à 8) échoue, procédez comme suit :

- A. Reprendre le processus de **recharge** : Insérez de nouveau la Smart Card du client, du patient ou de l'employé, puis reprenez les étapes (2 à 8). Le processus de **recharge** commencera automatiquement. Si la **recharge** ne réussit pas, il se peut que la Smart Card du client, du patient ou de l'employé soit invalidée. (Si c'est le cas, passez au point B ci-dessous.)
- B. Créditer la **recharge** de la Smart Card : Vous devez insérer de nouveau la carte de réadhésion dans le lecteur de cartes. Le processus de « crédit de la **recharge** » commencera automatiquement. Une recharge sera créditée à la carte de réadhésion, puis celle-ci sera éjectée.

Si, une fois ce processus terminé, la Smart Card du client, du patient ou de l'employé n'est toujours pas valide ou encore si la carte de réadhésion ne fonctionne pas correctement, communiquez immédiatement avec PharmaSmart au 1 800 781-0323, ou visitez-nous en ligne au www.pharma-smart.com.

*Renflouement : Lorsque les crédits de votre carte sont épuisés, veuillez faire le 1 800 781-0323.



Balayez ce code à barres pour traiter la vente. (*au besoin)

PSI-GEN-041-MF-00